

TEST CONSIGLIATI PER UNA PERFETTA STERILIZZAZIONE

TIPOLOGIA	PERIODICITA'	FUNZIONAMENTO
TEST CON INTEGRATORI CHIMICI 	Obbligatorio per legge (EN 556) ad ogni ciclo	Da aggiungere al carico dell'autoclave. L'indicatore cambia colore (viraggio) nel momento della sterilizzazione vera e propria.
SPORE 	Consigliato una volta ogni due settimane	Le spore vengono attivate schiacciando la confezione, che viene poi aggiunta al carico. Il viraggio della cartina avviene solo se non ci sono più spore, e quindi batteri
BOWIE & DICK 	Obbligatorio per legge (EN 556) ogni volta che si sterilizzano corpi porosi	Viene inserito nel carico, vira dopo 5 minuti di sterilizzazione effettiva
HELIX TEST 	Consigliato una volta ogni due settimane	Viene inserito nei corpi cavi il tubicino contenente l'indicatore. A fine ciclo rimuovere la cartina e verificarne il viraggio.
TEST PER DISINFETTORI E LAVASTRUMENTI 	Consigliato una volta al mese	Viene inserito nell'apparecchiatura da controllare. Se il dispositivo funziona correttamente, deve sparire il colore dalla cartina.